

УЗМТ 2.12.01

АППАРАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ, МИКРОТОКОВОЙ
ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР

- микротоковой терапии
- ультразвукового пилинга
- ультрафонофореза

РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- лечение акнэ, постакнэ
- разглаживание морщин
- депигментация
- коррекция рубцов
- снятие отечности
- очистка кожи



Технические характеристики


Ультразвук

- частота колебаний скрабера 25 кГц;
- режимы генерации ультразвука: непрерывный, импульсный.



Микроток

- амплитуда выходного тока от 1 до 640 мкА;
- частота выходного тока до 500 Гц;
- тип тока: монополярный, биполярный, попеременно меняющейся полярности;
- формы тока: прямоугольные и трапециевидные импульсы, меандр, синусоидальный и гальванический ток;
- память для записи 16 программ пользователя;
- 10 встроенных стандартных программ;
- 18 встроенных комплексных программ;
- функция определения разности потенциалов между электродами для поиска биологически активных точек.




СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ	
ЛИМФОДРЕНАЖ 1 (поверхностный)	СТИМУЛЯЦИЯ 1 (мышцы)
ЛИМФОДРЕНАЖ 2 (глубокий)	СТИМУЛЯЦИЯ 2 (мышцы)
ГИДРАТАЦИЯ	СТИМУЛЯЦИЯ 3 (мышцы)
РАСЛАБЛЕНИЕ	СТИМУЛЯЦИЯ 4 (кожа)
РЕПРОГРАММИРОВАНИЕ	ЭЛЕКТРОФОРЕЗ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ	
ПОСТАКНЕ, ЗАСТОЙНЫЕ ПЯТНА	УВЯДАЮЩАЯ КОЖА
ОБЕЗЖИВЕННАЯ КОЖА	ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ГЕМАТОМЫ
РЕАБИЛИТАЦИЯ СВЕЖИХ РУБЦОВ	РЕАБИЛИТАЦИЯ СТАРЫХ РУБЦОВ
ДЕПИГМЕНТАЦИЯ	КУПЕРОЗ
УГРЕВАЯ БОЛЕЗНЬ ТОНКАЯ КОЖА	УГРЕВАЯ БОЛЕЗНЬ ГРУБАЯ КОЖА
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ	ГЛАЗНИЧНАЯ ОБЛАСТЬ ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГЛАЗНИЧНАЯ ОБЛАСТЬ ОТЕКИ	ШЕЯ АТОНИЧНАЯ
ШЕЯ ПОЛНАЯ	ДЕКОЛЬТЕ АТОНИЧНОЕ
ДЕКОЛЬТЕ ПОЛНОЕ	СЕБОРЕЯ, АЛОПЕЦИЯ

Электропитание 220 В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность 50 Вт
Габаритные размеры 440x265x155 мм
Масса 3 кг

Клинические результаты



ООО «НПФ «Галатея»
121170, г. Москва, Площадь Победы, д. 2, корп. 2, п/я 67
тел/факс (495) 680-19-25, (499) 148-93-96
e-mail: galatea@awax.ru, internet: www.npf-galatea.ru